

DC-300-PRO



CONFIGURATION :

Suivre les étapes et scanner les codes pour configurer le lecteur sur Doctolib.

1. PARAMÉTRAGE USB KEYBOARD :

Set the interface - USB - KBW



2. PARAMÉTRAGE QWERTY :

US.



3. DÉBRANCHER ET REBRANCHER LE LECTEUR
4. TEST DE LA FONCTIONNALITÉ (ApCv, AMC, Vaccin)

SI LE PROBLÈME PERSISTE :

1. PARAMÉTRAGE AZERTY :



2. DÉBRANCHER ET REBRANCHER LE LECTEUR
3. TEST DE LA FONCTIONNALITÉ (ApCv, AMC, Vaccin)

SI LE PROBLÈME PERSISTE :

Contrôle de la version du lecteur :

1. Ouvrir un éditeur de texte (bloc-notes)
2. Positionner le curseur sur l'éditeur de texte comme pour écrire au clavier
3. Scanner ce code (tout en étant sur l'éditeur de texte) :



- Si un résultat s'affiche dans l'éditeur de texte : la version est bonne.
- Si rien ne s'affiche dans l'éditeur de texte : la version n'est pas la bonne.
 - Il faut contacter le revendeur ou Districode afin de procéder à la mise à jour du lecteur.

FAQ :

Q: Lorsque je scanne une ApCv, une AMC ou un vaccin, le lecteur émet un signal sonore, mais rien ne se passe sur Doctolib, pourquoi ?

R: Le lecteur est probablement en configuration Port COM : procéder à l'étape "PARAMÉTRAGE USB KEYBOARD".

Q: Ma CPS n'est pas détectée, que faire ?

R: Ouvrir Diagam et vérifier l'affichage des fentes du lecteur, il doit y en avoir 2 ou 3 avec pour nom "**FEI USB Card Reader/QR Scanner**".

S'il n'y a qu'une fente et/ou qu'elles n'ont pas ce nom, c'est que le lecteur n'est pas à jour (cf. procédure page 2).